

Tissue-Tek Genie®

anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032]

Istruzioni per l'uso

Uso previsto

Per uso diagnostico *in vitro*.

Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032] è un anticorpo studiato per l'identificazione qualitativa della proteina SOX11 in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE) mediante colorazione immunohistochimica (IHC) sul sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie®. L'interpretazione clinica deve essere effettuata congiuntamente all'esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti, ad altri test diagnostici e a opportuni controlli da parte di un patologo qualificato.

Limitazioni

Questo prodotto è stato ottimizzato per l'uso con il protocollo predefinito per questo anticorpo sul sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie, utilizzando reagenti Tissue-Tek Genie® e sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina (FFPE). La qualità della colorazione potrebbe risultare inferiore se effettuata con altri sistemi e/o reagenti.

Riepilogo e principio di funzionamento

La SOX11 è un fattore di trascrizione nucleare espresso nello sviluppo del sistema nervoso centrale umano e svolge un ruolo nella determinazione delle cellule embrionali. La SOX11 non è espressa nei normali tessuti umani adulti. La sovraespressione della SOX11 è segnalata in oltre il 90% dei linfomi a cellule mantellari, inclusi i rari casi negativi di ciclina D1. L'espressione della SOX11 è stata identificata anche in

altri tumori, tra cui glioma maligno, carcinomi neuroendocrini, sarcomi, adenocarcinomi, leucemie/linfomi linfoblastici, linfoma di Burkitt, tricoleucemia. Utilizzato in un pannello con altri anticorpi, l'anticorpo anti-SOX11 è utile per la diagnosi del linfoma a cellule mantellari, in particolare nei rari casi negativi alla ciclina D1.

Tissue-Tek Genie anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032] è un anticorpo primario diretto contro la proteina SOX11 ed è fornito in soluzione salina tamponata contenente l'1% di albumina di siero bovino e lo 0,09% di sodio azide. Le sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina vengono poste su vetrini caricati positivamente e la paraffina viene rimossa utilizzando la soluzione sparaffinante Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001), dopodiché si procede al recupero dell'epitopo mediante calore utilizzando la soluzione di recupero dell'antigene a pH elevato Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001).

La dimostrazione immunohistochimica della proteina SOX11 in sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina si ottiene utilizzando Tissue-Tek Genie anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032] e il kit di rilevamento professionale Tissue-Tek Genie®, DAB (REF 8826-K250). Questa procedura comporta l'applicazione sequenziale dell'anticorpo e dei componenti del kit come segue:

- Blocco proteico Tissue-Tek Genie®
- Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032]
- Blocco perossidasi Tissue-Tek Genie®

- Legante Tissue-Tek Genie® (si lega all'anticorpo primario)
- Polimero coniugato con HRP Tissue-Tek Genie® (si lega al legante)
- Substrato DAB Tissue-Tek Genie® (consente di visualizzare la proteina rilevata)

Quindi si utilizza l'ematossilina Tissue-Tek Genie® (REF 8830-M250) per visualizzare i nuclei delle cellule. Il vetrino sottoposto a colorazione immunohistochimica viene montato e la sezione di tessuto FFPE viene esaminata con un microscopio ottico.

Risultati attesi

La specificità e l'uso previsto di questo anticorpo sono stati validati mediante colorazione immunohistochimica, utilizzando il sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie su sezioni di tessuto normale e tumorale fissate in formalina e incluse in paraffina.

Non è stata osservata alcuna colorazione positiva nei tessuti adulti normali. Si osserva una colorazione nucleare delle cellule neoplastiche in alcuni linfomi a cellule mantellari e, in alcuni casi, si osserva una debole colorazione citoplasmatica nelle cellule con una colorazione nucleare intensa. Si osserva una colorazione nucleare nei gliomi maligni, nel sarcoma sinoviale, nel carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) e nell'adenocarcinoma gastrico.

La sensibilità e l'identificazione della proteina SOX11 da parte di questo anticorpo potrebbero essere influenzate da una manipolazione impropria dei campioni. Ciò può alterare l'antigenicità, indebolire l'identificazione e generare risultati falsi negativi.

Pattern di colorazione cellulare: nucleare

Controllo positivo dei campioni: linfoma differenziato a cellule mantellari

Precauzioni e avvertenze

Solo per uso professionale. Adottare ragionevoli precauzioni durante la manipolazione. Evitare il contatto dei reagenti con occhi, pelle e mucose. Indossare guanti e indumenti protettivi e protezioni per gli occhi/il viso.

Le capsule riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono esclusivamente monouso. Non tentare di riempirle di nuovo o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la capsula dopo l'uso.

Le cartucce riempite con anticorpo prediluito pronto per l'uso sono destinate a più utilizzi. Non tentare di riempirle di nuovo o di aggiungere ulteriore reagente. Gettare la cartuccia quando è vuota.

Si raccomanda di applicare opportuni controlli su ogni vetrino di campione, per favorire l'identificazione di eventuali deviazioni verificatesi durante il processo di colorazione.

Tutte le pratiche di smaltimento devono essere conformi a tutte le normative e ai regolamenti statali e locali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Condizioni di stoccaggio

Conservare questo prodotto a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.

Istruzioni per l'uso

Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032], capsule (REF 8521-C010):

1. Collocare nell'area di erogazione reagente (RDA) la targhetta per l'area di erogazione reagente (targhetta RDA) Tissue-Tek Genie® fissata alla capsula.
2. Spingere la capsula nell'RDA, con il lato di alluminio rivolto verso il basso, e premere la relativa targhetta per inserirla in posizione sopra l'RDA.
3. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del sistema avanzato di colorazione immunohistochimica Tissue-Tek Genie.
4. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
5. Assegnare il protocollo 8521 alla stessa stazione.
6. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8521.
7. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8521 viene automaticamente scansionata e registrata.

8. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene rilasciato dalla capsula nell'RDA e sulla sezione di tessuto sul vetrino.

9. Il protocollo di colorazione procede fino al termine. Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032], cartuccia (REF 8521-M250):

1. Prima di posizionare la cartuccia sul carosello del sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie, adescare la cartuccia rivolgendo l'ugello verso il basso e comprimendo delicatamente il tubicino dell'ugello finché non si è riempito di reagente.
2. Posizionare la cartuccia sul carosello.
3. Premere la targhetta RDA 8521 per inserirla in posizione sull'RDA.
4. Posizionare l'RDA sulla stazione desiderata del sistema avanzato di colorazione immunostochimica Tissue-Tek Genie.
5. Posizionare il vetrino con la sezione di tessuto sopra la stessa stazione, con il lato della sezione di tessuto rivolto verso il basso.
6. Assegnare il protocollo 8521 alla stessa stazione.
7. Iniziare l'esecuzione del protocollo 8521.
8. All'inizio del processo di colorazione, la targhetta RDA 8521 e la cartuccia vengono automaticamente scansionate e registrate.
9. Durante la fase di applicazione dell'anticorpo primario, questo viene erogato dalla cartuccia nell'RDA e sulla sezione di tessuto del vetrino.
10. Il protocollo di colorazione procede fino al termine.

Materiale necessario, ma non fornito

Per la colorazione sono necessari i seguenti reagenti, che non sono forniti:

- Soluzione sparaffinante per Tissue-Tek Genie® (REF 8865-G001)
- Soluzione di lavaggio Tissue-Tek Genie® (REF 8874-G004)
- Soluzione di recupero dell'antigene a pH elevato Tissue-Tek Genie® (REF 8744-G001)
- Tissue-Tek Genie® Non-Immune Mouse Ig Antibody, controllo negativo (REF 8604-C010, 8604-M250)

- Kit di rilevamento *professionale* Tissue-Tek Genie®, DAB (REF 8826-K250)
- Ematossilina Tissue-Tek Genie® (REF 8830-M250)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo www.sakuraus.com/Genie

Informazioni per gli ordini

Codice prodotto, nome prodotto e quantità

REF 8521-C010 Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032], pronto per l'uso, 10 capsule; 1 confezione.

REF 8521-M250 Tissue-Tek Genie® anti-SOX11 Mouse Monoclonal Antibody [GM032], pronto per l'uso, 250 test, 1 cartuccia; 1 unità.

NOTA: La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile online sul sito web Sakura Finetek USA all'indirizzo www.sakuraus.com/SDS.html

Bibliografia

1. Bea S. et al. *Curr. Oncol. Rep.* 2017; 19:43.
2. Nakashima M. et al. *Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol.* 2014; 22:720-7
3. Zheng W. et al. *Am. J. Surg. Pathol.* 2012; 36:214-219
4. Chen Y. et al. *Modern Pathology* (2010) 23; 105-112
5. Nordström L. et al. *Int. J. Biochem. Cell Biol.* 2010; 42:425-8
6. Mozos A. et al. *Haematologica.* 2009; 94:1555-1562.
7. Dictor M. et al. *Haematologica.* 2009; 94:1563-8
8. Ek S. et al. *Blood.* 2008; 111:800-805
9. Wang X. et al. *BJH.* 2008; 143:248-252

Contatti

I clienti negli Stati Uniti possono contattare Sakura Finetek USA, Inc. al numero verde **1-800-725-8723** oppure contattare il rappresentante o il distributore autorizzato Sakura Finetek.

I clienti negli altri Paesi possono contattare il distributore autorizzato o il rappresentante Sakura

Finetek più vicino. Le informazioni di contatto sono reperibili all'indirizzo www.sakura.com



Simboli

	N. di catalogo
	Cod. lotto
	Dispositivo medico per diagnostica <i>in vitro</i>
	Limiti di temperatura
	Scadenza
	Produttore
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Conformità europea
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Conservazione: 2 °C  8 °C



	Sakura Finetek USA, Inc. 1750 W 214 th Street Torrance, CA 90501 Stati Uniti
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Paesi Bassi
Fabbricato negli Stati Uniti	

GS-33236 Rev. A